

# ALARA™

ACCESS NEEDLE



**KIT CÂNULA  
DE ACESSO  
PEDICULAR  
ALARA**



## Kit cânula de acesso pedicular Alara™

- Direciona e auxilia na canulação pedicular
- Introdução da cânula com profundidade controlada
- Marcador radiopaco



Em imagens laterais, o anel radiopaco da agulha pode ser usado para estimar rapidamente a profundidade da agulha no pedículo.


- Impede avanço excessivo no pedículo
- Cânula pode ser estimulada para determinar a proximidade da raiz nervosa- Clip estimulador
- Cirurgia mais segura



O anel radiopaco da agulha pode ser usado como um auxílio para escolher a trajetória adequada da agulha no pedículo.

### 2 TIPOS DE PONTA DE AGULHA:

- Ponta bisel: permite que o cirurgião gire a agulha e a direcione em diferentes sentidos dentro do osso.
- Ponta diamante: permite que o cirurgião acesse diretamente na posição escolhida.



### COMO SOLICITAR

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO  |
|----------------|---|
| AAN-09-2S      | Kit cânula de acesso pedicular ALARA tipo diamante com isolamento- 2 unidades |
| AAN-11-2S      | Kit cânula de acesso pedicular ALARA tipo bisel com isolamento- 2 unidades    |
| TE/Q95-931     | Clip de estimulação contínua descartável                                      |



Vencedor do prêmio de tecnologia  
**Orthopedics This Week Spine em 2018**



Tel.: 11 **3885-2166 / 3052-1488** - Plantão 24hs: 11 **98126-0547**

[www.radiomed.med.br](http://www.radiomed.med.br) - [atendimento@radiomed.med.br](mailto:atendimento@radiomed.med.br)

Alameda Lorena, 1304 - Cj. 1601 a 1607 - Jd. Paulista - São Paulo - SP

Instagram: [/radiomed.br](https://www.instagram.com/radiomed.br) Facebook: [/radiomed.br](https://www.facebook.com/radiomed.br) LinkedIn: [in/radiomed-br](https://www.linkedin.com/company/radiomed-br)