

## SAFE DISC

KIT CÂNULAS PARA DISCOGRAFIA

INSUFLADOR  
PARA  
DISCOGRAFIA  
DIGITAL



REGISTRO ANVISA 10309310067



Kit Cirúrgico para Discografia por imagem destinada ao apoio e detecção de doenças degenerativas e danos estruturais nos discos intervertebrais.

### BENEFÍCIOS DA DISCOGRAFIA POR IMAGEM

- 1 IMAGENS DA MORFOLOGIA DO DISCO
- 2 FORNECE INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL COM MAIOR PRECISÃO DIAGNÓSTICA
- 3 REDUZ RELATÓRIOS FALSOS - POSITIVO
- 4 PROCEDIMENTO RÁPIDO (30 A 50 MINUTOS)



JUNTE-SE A NÓS  
E SEJA UM DISTRIBUIDOR  
**SAFIRA SAFE.**



# Safira Safe

www.safirasafe.com.br

## SAFE DISC

KIT CÂNULAS PARA DISCOGRAFIA

Com o uso do Safe Disc é possível realizar um diagnóstico melhor e mais específico, determinando quais discos são dolorosos, ajudando a garantir o planejamento adequado do tratamento.

### COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO SAFE DISC

02 - CÂNULAS SAFE DISC DESCARTÁVEIS

1.2 X 200 MM (18G)

01 - INSUFLADOR PARA DISCOGRAFIA DIGITAL - 20ML

01 - CONECTOR 03 VIAS LUER LOCK PARA INSUFLADOR



### BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- 1** MEDE DIFERENCIAIS DE PRESSÃO
- 2** MELHORA A PADRONIZAÇÃO PROCESSUAL
- 3** FORNECE INFORMAÇÕES VIA DISPLAY DIGITAL
- 4** RESERVATÓRIO INSUFLADOR COM 20ML
- 5** KIT CIRÚRGICO COMPOSTO POR 02 AGULHAS, PERMITE ACESSO A MAIS DE 01 DISCO



Tel.: 11 **3885-2166 / 3052-1488** - Plantão 24hs: 11 **98126-0547**

www.radiomed.med.br - atendimento@radiomed.med.br

Alameda Lorena, 1304 - Cj. 1601 a 1607 - Jd. Paulista - São Paulo - SP

@ /radiomed.br    f /radiomed.br    in /radiomed-br