



## VERTYFIX CONJUNTO PARA VERTEBROPLASTIA

REGISTRO ANVISA 10309310053

O conjunto destinado a tratar fraturas na coluna vertebral e patologias relacionadas à osteoporose, ocorre com a injeção de cimento acrílico no interior da vértebra, através de um procedimento minimamente invasivo, melhorando a dor e a capacidade funcional.



### VANTAGENS

- 1 PROCEDIMENTO MINIMAMENTE INVASIVO
- 2 FÁCIL MANIPULAÇÃO DOS INSTRUMENTOS
- 3 CONJUNTO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO
- 4 TÉCNICA CIRÚRGICA BASTANTE DIFUNDIDA E SEGURA

KIT ESTÉRIL/DESCARTÁVEL



DETALHE DAS  
PONTAS





## **VERTYFIX** CONJUNTO PARA VERTEBROPLASTIA

O Kit VERTYFIX é recomendado para uso com o Cimento Cirúrgico VERT-MAXX



\*Não acompanha cimento.  
Produto vendido separadamente.

### KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL DE USO ÚNICO COMPOSTO POR:

- 01 - PISTOLA APLICADORA DE CIMENTO;
- 01 - CÂNULA Ø3.0 X 150 MM PARA INJEÇÃO;
- 01 - FIO Ø2.4 X 150 MM PARA GUIAR E PUNÇONAR;
- 01 - ADAPTADOR PARA SUÇÃO COM CONEXÃO LUER LOCK M;
- 01 - TUBO EXTENSOR COM CONEXÃO LUER LOCK M-F;
- 01 - CUBA EM POLÍMERO;
- 01 - ESPÁTULA EM POLÍMERO;
- 01 - MANUAL DO USUÁRIO (INSTRUÇÕES DE USO).



**RADIOMED**  
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

Tel.: 11 **3885-2166 / 3052-1488** - Plantão 24hs: 11 **98126-0547**

www.radiomed.med.br - atendimento@radiomed.med.br

Alameda Lorena, 1304 - Cj. 1601 a 1607 - Jd. Paulista - São Paulo - SP

@ /radiomed.br

f /radiomed.br

in /radiomed-br