

DIVA Queen

La Cage Lombar Bloquée

The Blocked Lumbar Cage



NovaSpine

IMPLANTS

Fabriqué en
Made of
PEEK



Contact optimal avec les corps vertébraux
Stabilité avec contour périphérique large
Larges ouvertures pour la greffe

*Optimal contact with vertebral bodies
Stability with wide peripheral contour
Wide graft holes*



Utilisation par voie antérieure ou antéro-latérale
Used in anterior or antero-lateral approach



Système anti-migration
Anti-migration system



Pas de mobilité entre les vis et la cage
No mobility between the screws and the cage

Fixation vissée
Vis à insertion rapide
Insertion sûre & aisée
*Screw fixation
Fast insertion screws
Easy & safe insertion*



INSTRUMENTS



IMPLANTATION



Choisir la taille
Select the size



Insérer la Cage
Insert the Cage



Percer puis insérer les vis
Drill then insert the screws

DIVA Queen

La Cage Lombaire Bloquée
The Blocked Lumbar Cage

IMPLANTS

Cages en PEEK / PEEK Cages



Taille / Size	Reference		Reference	
	8°	12°	8°	12°
8	DA88B	DA812B	DA88BS	DA812BS
9	DA98B*	DA912B*	DA98BS*	DA912BS*
10	DA108B	DA1012B	DA108BS	DA1012BS
11	DA118B*	DA1112B*	DA118BS*	DA1112BS*
12	DA128B	DA1212B	DA128BS	DA1212BS
13	DA138B*	DA1312B*	DA138BS*	DA1312BS*
14	DA148B	DA1412B	DA148BS	DA1412BS
15	DA158B*	DA1512B*	DA158BS*	DA1512BS*
16	DA168B	DA1612B	DA168BS	DA1612BS

* Commande Spéciale / Special Order

Vis en alliage de titane / Titanium alloy screws



Standard	
Longueur / Length	Reference
20 mm	DPAB20
25 mm	DPAB25
30 mm	DPAB30
35 mm	DPAB35
40 mm	DPAB40

INSTRUMENTS

Manche T / T Handle	DLM103
Manche droit / Straight handle	SIMDC159
Pince à disque droite / Straight disc ronger	DLPD1265
Pince à disque angulée / Angled disc ronger	DLPDC1295
Curette droite / Straight curette	DLCDS123
Curette triangulaire / Triangular curette	DLCDT124
Pointe carrée / Awl	DLPCG127
Impacteur antérieur / Anterior impactor	DLICB120
Impacteur antéro-lateral / Antero-lateral impactor	DLILCB121
Tournevis à cardan / Cardan screwdriver	DLTA128
Container DIVA	CDIVL-A

	Distracteur Spreader	Implant d'essai / Sizer	
		Standard	Small
8	DLDCB508	DLIE708	DLIES808
9	DLDCB509*	DLIE709*	DLIES809*
10	DLDCB510	DLIE710	DLIES810
11	DLDCB511*	DLIE711*	DLIES811*
12	DLDCB512	DLIE712	DLIES812
13	DLDCB513*	DLIE713*	DLIES813*
14	DLDCB514	DLIE714	DLIES814
15	DLDCB515*	DLIE715*	DLIES815*
16	DLDCB516*	DLIE716	DLIES816

* Commande Spéciale / Special Order

CE₀₄₉₉



Tel.: 11 3885-2166 / 3052-1488 - Plantão 24hs: 11 98126-0547

www.radiomed.med.br - atendimento@radiomed.med.br

Alameda Lorena, 1304 - Cj. 1601 a 1607 - Jd. Paulista - São Paulo - SP

@ /radiomed.br

f /radiomed.br

in /radiomed-br