

# KG-1

Imagens ilustrativas.




ANVISA: 81512920011



## Dispositivo de Implantação de Enxerto Ósseo Cirúrgico

O KG1 melhora o sucesso da cirurgia de fusão espinhal, permitindo a aplicação e distribuição do enxerto ósseo de maneira suave e eficiente no espaço do disco.



**Aumenta em 40% o sucesso da fusão vertebral nas artrodeses com colocação de cage.**

### Os problemas



O uso de dispositivos de entrega de enxerto ósseo no espaço intervertebral é uma fonte consistente de frustração. Os dispositivos de distribuição final de hoje freqüentemente emperram, depositando o material de enxerto somente na extremidade da ferramenta, o que bloqueia a inserção do cage e resulta em preenchimento insuficiente de todo o espaço do disco preparado.

### Solução: KG-1



A ferramenta de entrega de enxerto ósseo KG1 resolve esses problemas, permitindo a aplicação de enxerto ósseo de maneira suave e eficiente no espaço do disco. Por meio de seus portais de saída dupla exclusivos, o KG1 aplica o enxerto a todo o espaço do disco preparado, deixando um vazio natural para a aplicação do cage de fusão. O tempo necessário para preencher o espaço em disco preparado é reduzido e sem inserção repetida do KG1.

  
**INNOVA**  
Tecnologia para Saúde

**11 2988-7427**

[www.innovatecsaude.com.br](http://www.innovatecsaude.com.br)

Av. Pres. Kennedy, 3500  
Sta. Paula, São Caetano do Sul - SP

 /innova-tecsaude

 /innova.tecsaude

 /innovatecsaude

Distribuidor Autorizado