

# Visco Plus

Imagens ilustrativas.



ANVISA: 81512920007

## Kit Cânula de Viscosuplementação e Bloqueio

A solução perfeita para os procedimentos minimamente invasivos de infiltração articular, bloqueio de nervos em coluna, membros superiores e membros inferiores.

O Devido seu material flexível, o diâmetro da cânula permite o fluxo de substâncias visco-antalgicas e regenerativa para procedimento viscosuplementação em tratamento da dor e medicina do esporte.

### Benefícios Gerais

Exclusiva cobertura Ecobright melhora a visualização da cânula ao ultrassom, deslizamento suave da cânula pelo músculo, que garante um pós-operatório sem dor.

A luz interna da cânula mais delgada, propicia injeção de viscosuplementação sem pressão excessiva ou formação de "Boulos".

Sistema Needle Vise garante o descarte da cânula com segurança após o seu uso.



### Tamanhos Disponíveis

Referência	Descrição	Medidas	Diametro
VP18090	Cânula Visco Plus	18GX90mm	Ø 1,02mm
VP18150	Cânula Visco Plus	18GX150mm	Ø 1,02mm
VP21090	Cânula Visco Plus	21GX90mm	Ø 0,72mm
VP21100	Cânula Visco Plus	21GX100mm	Ø 0,72mm
VP21120	Cânula Visco Plus	21GX120mm	Ø 0,72mm
VP21150	Cânula Visco Plus	21GX150mm	Ø 0,72mm
VP22050	Cânula Visco Plus	22GX50mm	Ø 0,65mm



11 2988-7427

[www.innovatecsaude.com.br](http://www.innovatecsaude.com.br)

Av. Pres. Kennedy, 3500  
Sta. Paula, São Caetano do Sul – SP

[/innova-tecsaude](https://www.linkedin.com/company/innova-tecsaude)

[/innova.tecsaude](https://www.instagram.com/innova.tecsaude)

[/innovatecsaude](https://www.facebook.com/innovatecsaude)

Distribuidor Autorizado